

Používateľský manuál

Podsedák na sprchovanie PLUS

Obj. č.: 04.40.02.0025

Žltá rúčka	11 000
Modrá rúčka	11 005
Biela rúčka	11 006
Červená rúčka	11 007
Oranžová rúčka	11 008



Technické údaje:

- Materiál: polypropylen
- Výška: 4 cm, 18 cm s rúčkou
- Farba: biela
- Veľkosť: 70 x 35 cm
- Váha: 2,25 kg
- Nastavenie upínacích klapiek: 38-61 cm
- Maximálne zaťaženie: 150 kg
- Životnosť: 10 rokov

Podsedák na sprchovanie PLUS – Dlhá verzia

Obj. č.: 04.40.02.0026



Technické údaje:

- Materiál: polypropylen
- Výška: 4 cm, 18 cm s rúčkou
- Farba: biela
- Veľkosť: 78 x 35 cm
- Váha: 2,75 kg
- Nastavenie upínacích klapiek: 42-67 cm
- Maximálne zaťaženie: 150 kg
- Životnosť: 10 rokov

Podsedák do kúpeľne PLUS je navrhnutá na bezpečné pranie / sprchovanie pri sedení vo vnútri vane alebo na jej okraji. Môžu ho používať len osoby, ktoré sú schopné používať horné končatiny, prípadne s pomocou ošetrovateľa.

Pred prvým použitím: Odstráňte obsah z kartónu. Pred montážou skontrolujte všetky časti poškodenia pri preprave. Ak dôjde k poškodeniu pri preprave - NEPOUŽÍVAJTE. Obráťte sa na predajcu / nosiča o ďalšie pokyny.

Montáž:

- ▶ Rukoväť je upevnená na doske pomocou dvoch plastových skrutiek (napr. Pomocou mince). Pri inštalácii podsedáku do vane musí byť rukoväť umiestnená oproti vstupu.
- ▶ Vložte nožičky do otvorov zdola podsedáku, potom utiahnite upínacie čapy (= nožičky) plastovými skrutkami v smere hodinových ručičiek. Nastavte nožičky tak, aby sa dosiahlo tesné nasadenie nožičiek.
- ▶ Podložka sa nesmie hýbať tam a späť. Upevnite dosku odskrutkovaním upínacích skrutiek, oba konce podsedáku musia úplne ležať na okrajoch. Uistite sa, že podsedák je pevne usadený!

Použitie:

Pred každým použitím skontrolujte tesné uloženie sedadla. Ak sa podsedák môže pohybovať, musia sa znova utiahnuť štyri upínacie skrutky. Pozorne si sadnite do stredu dosky, držte rukoväť jednou rukou, zdvihnite nohy a otočte sa do vane. Posadte sa uprostred sedadla vzpriamene, inak existuje nebezpečenstvo naklonenia a sklznutia!

Čistenie / dezinfekcia:

- ▶ Pri čistení nepoužívajte ostré, abrazívne alebo čistiace prostriedky.
- ▶ Pri čistiacich prostriedkoch pre domácnosť najlepšie čistite všetky časti vlhkou handričkou.
- ▶ Vane môžu byť dezinfikované komerčným dezinfekčným prostriedkom bez chlóru.

Informácie pre opätovné použitie:

Podsedák sa musí čistiť a podrobiť údržbe vždy pred opätovným použitím, musia sa dodržiavať smernice o zdravotníckych pomôckach. Čistenie by sa malo vykonávať v súlade s pokynmi pre nemocničnú hygienu a prevenciu infekcie.

Bezpečnostné inštrukcie:

- ▶ Podsedák smú používať iba osoby, ktoré dokážu kontrolovať rovnováhu. Podsedák musí poskytnúť pomoc pri sedení, vstávaní a pri obracaní.
- ▶ Dodržiavajte maximálnu hmotnosť pacienta pri použití (150 kg).
- ▶ Pravidelne kontrolujte, či je podsedák nepoškodený a pevne zaistený, inak ju nepoužívajte!
- ▶ Pred každým použitím treba skontrolovať tesné uloženie podsedáku!
- ▶ Podsedák smie používať len jedna osoba!
- ▶ Buďte opatrní pri používaní šampónu a sprchových výrobkov, nebezpečenstvo pokĺznutia! Nepoužívajte mastné výrobky!
- ▶ Kúpací podsedák nie je vhodný na dlhé sedenie!
- ▶ Odporúča sa pravidelne kontrolovať upínacie skrutky a v prípade potreby ich vymeniť.

Údržba: Keďže výrobok nevyžaduje údržbu, stačí pravidelne kontrolovať viditeľné poškodenia.

Záruka:

V súlade so zákonnými záručnými právami. Vylúčené zo záruky sú : Poškodenia spôsobené nesprávnym používaním, bežným opotrebením a poruchami, ktoré významne neovplyvňujú hodnotu alebo použiteľnosť zariadenia. Technické úpravy a prídavné zariadenia, ako aj nesprávne vykonávaná údržba rušia záruku a zodpovednosť za výrobok vo všeobecnosti. Vyhradujeme si právo vykonať zmeny zamerané na zlepšenie technických vlastností.

Upozornenie:

Zmeny podsedáku alebo opravy smie vykonávať len vyškolený personál s originálnymi náhradnými dielmi.

