

Mini-Click®

Elektrostimulátor na zmiernenie príznakov po uštipnutí komárom.



VŽDY POMŮŽEME

Elektrostimulátor na uštipnutie hmyzom, ktorý prostredníctvom uvoľňovania elektrických mikroimpulzov pôsobí na molekuly anestetických a antikoagulačných látok, ktoré komáre vstreknú do pokožky a zmiernujú miestne príznaky – svrbenie a zápal – spôsobené uštipnutím komára a zastavuje nutkanie škrabať sa.



Ako to funguje ?

Funguje na princípe krátkych elektrických impulzov, ktoré sú bezpečné pre ľudské telo a sú uvoľňované piezoelektrickým mechanizmom – teda generovaním elektrických výbojov vznikajúcich pri mechanickom stlačení alebo roztiahnutí povrchu niektorých kryštálov kremeňa. Keď sa stlačí aktivačné tlačidlo, vytvorí sa malý elektrický impulz, ktorý po priložení na miesto uštipnutia dokáže zmierniť svrbenie a opuch a zároveň zabrániť nutkaniu škrabať sa, ktoré by mohlo viesť k infekcii.

Mini-Click nevyžaduje batérie – piezoelektrický mechanizmus eliminuje potrebu batérií alebo iných zdrojov energie, okrem sily potrebnej na stlačenie tlačidla na vytvorenie impulzu.



Účinnosť zariadenia Mini-Click bola potvrdená viacerými klinickými štúdiami, ktoré boli realizované a publikované renomovanými laboratóriami a univerzitami po celom svete – napríklad v Civilnej nemocnici v Brescii (Taliansko), na London School of Hygiene and Tropical Medicine, na Univerzite v Melbourne a v nemocnici Sant'Orsola Malpighi v Bologni (Taliansko).

Ako používať ?

- Držte Mini-Click medzi ukazovákom a prostredníkom.
- Priložte špičku zariadenia priamo na pokožku v mieste uštipnutia.
- Palcom stlačte aktivačné tlačidlo, čím sa uvoľní impulz, a aplikujte 5–10 impulzov na miesto a okolie uštipnutia tak, aby bola ošetrená celá postihnutá oblasť.
- V prípade potreby zopakujte podľa pokynov na použitie.

Pri každom impulze môžete cítiť mierne mravčenie. Tento pocit sa môže líšiť v závislosti od individuálnej citlivosti a môže byť výraznejší u detí. Úľava sa zvyčajne dostaví v priebehu niekoľkých minút po použití. **Pre čo najlepší výsledok použite Mini-Click čo najskôr po uštipnutí, prípadne hneď ako si všimnete opuch.** Mini-Click si môžete pripnúť na kľúčenku a mať ho stále pri sebe.

U citlivejších alebo alergických osôb a pri silnejšom opuchu môže byť potrebné zopakovať aplikáciu viackrát. U detí naopak môže postačovať menej aplikácií.



BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

KONTRAINDIKÁCIE

NEPOUŽÍVAŤ:

- u osôb s kardiostimulátorom, implantovaným defibrilátorom alebo iným implantovaným kovovým či elektronickým zariadením;
- u osôb s diagnostikovaným srdcovým ochorením alebo epilepsiou;
- u tehotných žien;
- u detí mladších ako 6 mesiacov.

UPOZORNENIA

NEPOUŽÍVAŤ:

- na otvorené rany, vyrážky, infikované, patologickú alebo abnormálnu pokožku, krvácajúce alebo mokvajúce miesta ani na sliznice;
- v blízkosti horľavých kvapalín alebo plynov, ani bezprostredne po použití repelentu proti hmyzu a/alebo horľavých látok (napr. parfém, dezodorant), pretože zariadenie môže tieto látky zapáliť;
- s mokrymi rukami alebo na vlhkú pokožku.



UPOZORNENIA A OPATRENIA

- Nepoužívajte alebo používajte s opatrnosťou:
 - na alebo v blízkosti citlivých oblastí ako ústa, jazyk, oči, uši, vnútorná strana zápästí, dlane, končeky prstov a pod.;
 - ak ste citlivý/á na elektrické podnety.
- Odporúča sa osobné použitie: zariadenie používajte len na jednu osobu. Aby sa predišlo prenosu infekcií, nepoužívajte na viacerých osobách.
- Len na vonkajšie použitie.
- Ak zariadenie nie je používané v súlade s návodom, môže spôsobiť precitlivenosť alebo podráždenie pokožky v mieste aplikácie. Ak dôjde k podráždeniu, prerušte používanie.
- Mini-Click je zdravotnícka pomôcka. Nie je určená ako hračka. Uchovávajte mimo dosahu detí a osôb so zníženými senzorickými a motorickými schopnosťami.

TECHNICKÉ PARAMETRE

- **Výstupné napätie (bez záťaže):** približne 13 kV
- **Trvanie jedného výboja:** 0,01 ms
- **Napájanie:** piezoelektrické (nevyžaduje batérie)
- **Stupeň krytia (IP):** IP22
- **Očakávaná životnosť:** približne 20 000 – 25 000 impulzov, bez časového obmedzenia
- **Aplikačná časť:** typ BF (bezpečný kontakt s pokožkou)

