

Ecoseptol foam

Dezinfekčná čistiaca pena bez alkoholu



VŽDY POMÔŽEME

ECOSEPTOL FOAM je dezinfekčná čistiaca pena bez alkoholu určená na profesionálne čistenie a dezinfekciu zdravotníckych pomôcok. Je ideálna pre použitie na povrchy zdravotníckych pomôcok.

Kľúčové výhody

- Roztok s neutrálnym pH
- Neobsahuje fosfáty, EDTA, farbivá, parfumy
- Pripravený na použitie
- Fľaša s rozprašovačom peny
- Kompatibilita so širokou škálou materiálov
- Zloženie bez chlóru
- Účinný na obalené vírusy

Zloženie

Katiónové surfaktanty, Neiónové surfaktanty, Chlórhexidín diglukonát, Komplexotvorné látky, Pomocné látky

Vlastnosti

Vzhľad: tekutina, pH: 6

Bezpečnostné opatrenie pri použití

Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

Dezinfekčné vlastnosti

Účinky	Normy	Čas pôsobenia
Baktericídny	EN 13727	5 minút
	EN 13697	5 minút
	EN 1276	2 minút
	EN 14561	10 minút
Levurocídny	EN 13624	5 minút
	EN 13697	5 minút
	EN 1650	5 minút
	EN 14562	10 minút
Fungicídny	EN 13624	15 minút
	EN 13697	15 minút
	EN 1650	15 minút
Virucídny	EN 14476 + A2 (virus Vaccinia)	5 minút
	EN 14476 (PRV - model vírusu hepatitídy B)	>5 minút
	EN 14476 (BVDV - model vírusu hepatitídy C)	5 minút
	EN 14476 (Rotavirus)	5 minút
Sporicídny	EN 13704 Clostridium difficile	15 minút
	EN 17126 Clostridium difficile	15 minút



Objednávkové číslo	Názov	FJ
551020086	Ecoseptol foam 750ml	ks

Použitie

Prvé použitie rozprašovacej hlavice:

1. Použite rukavice a odistite rozprašovač.
2. Nastriekajte penu Ecoseptol FOAM rovnomerne priamo na povrch alebo na suchú utierku na jedno použitie.
3. Rozotrite roztok pomocou utierky.
4. Čas pôsobenia: podľa požadovaného antimikrobiálneho účinku (pozri časť o dezinfekčných vlastnostiach).
5. Neoplachujte.*
6. Odhodte použitú utierku.
7. Aplikáciu podľa potreby zopakujte.

* Produkt nie je potrebné opláchnuť, pokiaľ nie je uvedené inak v pokynoch výrobcu čistennej povrchovej úpravy alebo pokiaľ sa nedostane do kontaktu s kožou alebo sliznicami.

Riadte sa bezpečnostnými opatreniami pri použití. Pred použitím si prečítajte údaje na štítku a informácie o produkte. Zdravotnícka pomôcka triedy IIb.

