

BACTICID AF WIPES

Rýchle alkoholové dezinfekčné utierky pre zdravotnícke pomôcky a iné povrchy odolné voči alkoholom

VIDRA A SPOL.
s.r.o.
VŽDY POMÔŽEME

- Bez obsahu aldehydov, farbív a parfumov
- Rýchla dezinfekcia so širokou biocídnou účinnosťou
- Výborná materiálová kompatibilita

Bactid AF Wipes sú utierky na báze etanolu na rýchlu dezinfekciu neinvazívnych zdravotníckych pomôcok a povrchov odolných voči alkoholom. Jednorazové utierky sú navlhčené roztokom **Bactid AF** a prichádzajú v pohodlnom a na použitie pripravenom balení. Ideálny produkt v podmienkach pri zvýšených hygienických požiadavkách, kde rýchla a pravidelná dezinfekcia povrchov je významná. Neobsahuje aldehydy, vône a farbivá a je vhodná pre všetky povrchy odolné voči alkoholom.

OBLASTI POUŽITIA

Nemocnice a ostatné zdravotnícke zariadenia, operačné sály, jednotky intenzívnej starostlivosti, dialyzačné strediská, ambulancie, laboratória, domovy sociálnych služieb, potravinársky, farmaceutický a kozmetický priemysel, atď.

POUŽITIE

- Nemocnice a iné zdravotnícke inštitúcie
- Operačné sály a miestnosti na procedúry
- Jednotky intenzívnej starostlivosti
- Úrazové miestnosti a pohotovostné oddelenia
- Dialyzačné oddelenia
- Ordinácie rodinných doktorov, stanice prvej pomoci
- Ambulancie
- Laboratória a diagnostické miestnosti
- Zubné ambulancie
- Pre domácu starostlivosť o pacientov
- Potravinársky priemysel a oblasti spracovania potravín
- Farmaceutický a kozmetický priemysel

ZLOŽENIE

Obsahuje účinné látky: 57 g etanol, 6 g izopropanol.



UPOZORNENIA

Horľavá látka. Uchovávať mimo dosahu detí. Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčiť. Nádobu uchovávať tesne uzavretú. Uchovávať na dobre vetranom mieste. Uchovávať v chlade. Noste ochranné rukavice. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s predpismi o nebezpečnom odpade alebo obale, a o odpade z obalov.

Zdravotnícka pomôcka triedy IIa.

Kód ŠÚKL: P 0952A

Výrobok je určený pre profesionálne použitie.

Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Balenie	Katalógové číslo
Utierky Bactid AF Wipes/100 ks	551020071
Utierky Bactid AF Wipes/200 ks	551025042

ÚČINNOSŤ	Expozičný čas	ÚČINNOSŤ	Expozičný čas
Escherichia coli	30 sek.	Mycobacterium terrae	30 sek.
Pseudomonas aeruginosa	30 sek.	Mycobacterium avium	30 sek.
Staphylococcus aureus	30 sek.	Všetky obalené vírusy (vr. HIV, HBV, HCV, Vaccinia)	30 sek.
Enterococcus hirae	30 sek.	Rotavírus	15 sek.
Staphylococcus aureus MRSA	30 sek.	Norovírus	15 sek.
Vancomycin-resistant Enterococci (VRE)	30 sek.	Adenovírus	30 sek.
Candida albicans	30 sek.	Poliovírus	120 sek.